







# Armoire de sécurité à filtration - Haute 2 portes vitrées -2 compartiments

### CONFORMITÉ

NF X 15-211, Articles R.5132-66 et R.5132-68 Code de la santé publique

### **AVANTAGES**

- · Conforme norme CE
- Conforme à la norme NF X 15-211
- Stockage de produits inflammables, corrosifs et toxiques

Projet de norme EN 17242

#### MAIS AUSSI...

- · Interface tactile FILTRALARME 5 fonctionnement du système de ventilation
- · Fenêtre de contrôle de la présence du filtre
- Arrête 99.97% des particules ayant un diamètre supérieur à 0.3 µm

- Conforme aux articles R 5132-66 et R 5132-68 du Code de la Santé Publique
- · Conforme aux préconisations pour la prévention des risques et la sécurité
- Pictogrammes normalisés fournis

- Disponible en 2 versions : portes pleines ou vitrées
- · Ventilateur électrique conforme aux spécifications CE
- Capacité d'adsorption des filtres et système de filtration homologués à la norme NF X 15-211

- · Solution sans génie
- · Montage simple et esthétique
- charbon actif testé à la norme NF X 15-211
- · À équiper d'un filtre à



## **CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

Conformité

· Facilité de remplacement du filtre

Construction de l'armoire Couleur des portes Nombre de porte(s) Type de porte(s)

Charnières Fermeture de(s) porte(s)

Dimensions à l'expédition H x L x P Ventilation

NF X 15-211. Articles R.5132-66 et R.5132-68 Code de la santé publique

acier 10/10e blanche RAL 9010 battantes

droite et gauche manuelle

2340 x 1200 x 800

Entrée d'air avec grille au bas des portes Sortie d'air en partie haute

Nombre de compartiment(s) Sur-étagère(s) en PVC

Bac(s) de rétention Bac(s) de rétention en PVC Débit (m3/h) Usage

Puissance électrique (watts) Puissance sonore du ventilateur dB(A) (hors flux d'air) Code douanier

Option

94032080

Option 80 Corrosifs: Stockage de produits peu agressifs 43.00

## PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

- · Filtre à charbon actif pour vapeurs aminées pour caisson de filtration H50C (ou modèles d'armoires série 12 avant 2002) (Réf : AMM50)
- Filtre à charbon actif polyvalent pour vapeurs organiques et corrosives - pour caisson de filtration H50C (ou modèles d'armoires série 12 avant 2002) (Réf : CORG51)
- Filtre à charbon actif pour vapeurs de formaldéhyde - pour caisson de filtration H50C (ou modèles d'armoires série 12 avant 2002) (Réf : FOR50)
- · Filtre à charbon actif pour vapeurs organiques - pour caisson de filtration H50C (ou modèles d'armoires série 12 avant 2002) (Réf : ORG50)



## **OPTIONS**

- Etagère de rétention supplémentaire pour série 14 (Réf : EE1)
- Bac de rétention en PVC (Réf : SBPVC)
- Étagère en PVC (Réf : SEPVC)

| Référence | Dimensions extérieures H x L x P (mm) | Dimensions intérieures H x L x P (mm) | Poids (kg) |
|-----------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------|
| AF5-2X    | 2135 x 1110 x 545                     | (2 x )1795 x 555 x 480                | 130.00     |

